



Guía Rápida de Uso



Andadera

Por favor guarde la bolsa en la que le entregamos su andadera, para facilitar y proteger su devolución.


El producto viene listo para usarse. Pese a ello, tome en cuenta las siguientes instrucciones de uso



Si gusta compactar la andadera para gozar de más espacio mientras no la usa, mantenga oprimidos los **botones rojos (PUSH)** mientras rota en dirección al riel

En las patas de la andadera, hay botones que permiten ajustar la altura para que se acople al gusto del Adulto Mayor





Recomendación de uso

Con su brazo extendido hacia abajo, el mango debe estar a la altura de su puño. Con una mano colocada sobre el mango, su codo debe estar flexionado entre 20 y 30 grados

PRECAUCIÓN

Tenga cuidado con:

- cables eléctricos
- líquidos en el piso
- cobertores
- juguetes o basura
- Grietas
- puertas
- escalones
- cualquier objeto en el camino

Guía Completa

(Adaptado del manual original del fabricante)

Mecanismo plegable



CAPACIDAD DE PESO
350 LIBRAS (158 KGS)

Con su brazo extendido hacia abajo, el mango debe estar a la altura de su puño. Con una mano colocada sobre el mango, su codo debe estar flexionado entre 20 y 30 grados

PRECAUCIÓN

Tenga cuidado con lo siguiente:

- cables eléctricos en su camino
- Líquidos sobre el piso
- Cobertores
- Juguetes o basura
- Muebles
- Puertas y escalones
- Grietas en el suelo



ADVERTENCIA

1. Utilice las ruedas en las patas de en frente o utilícelas en las 4 patas con los frenos de las ruedas traseras correspondientes.
2. No empuje un lado del andador hacia delante y luego el otro lado sin primero levantar el andador.
3. Utilice solamente refacciones Drive. El uso de refacciones de otros fabricantes puede resultar en un ajuste inadecuado y en el riesgo de caídas y lesiones
4. No utilice su andadera sobre escaleras o escaleras mecánicas

Cambiándose de la silla de ruedas a la andadera

Asegúrese que el candado de las ruedas de la silla de ruedas esté activado, levante su cuerpo al apoyarse de los descansabrazos y con cuidado transfiera una mano a la vez hacia la andadera



marcha de tres puntos

(para caminar con el andador)

Paso 1

Alinear la parte media de su pie con las patas posteriores de la andadera



Paso 2

Levante la andadera hacia arriba y colóquela cómodamente enfrente de Ud., asegurándose que todas las patas estén apoyadas sobre el suelo



Paso 3

Camine cuidadosamente hacia el frente dando un paso a la vez.

