




Guía Rápida de Uso



Barandal para cama


Por favor guarde las bolsas y accesorios en la que le entregamos su barandal para facilitar y proteger su devolución



El producto originalmente viene con 7 piezas separadas, pero para su mayor comodidad, se la entregamos **prearmada** en 3 partes

Paso 1

Rote **90 grados los tubos indicados** quedando hacia arriba y sáquelos ligeramente para ajustarlo a alguno de los **puntos de altura** dependiendo de las dimensiones de la cama



(los puntos de altura deben verse de la siguiente manera)



Paso 2

La **pieza A** una vez ajustada debe quedar de la siguiente manera. Luego coloque **la pieza B** en ambos extremos del tubo procurando que la orientación coincida con los botones por dentro




Paso 3

Sujete la bolsa a los tubos como se muestra en la imagen, sabrá la orientación correcta colocando los ganchos de la bolsa en la hendidura localizada en la parte trasera de los tubos



Paso Final

Coloque el barandal para cama por debajo del colchon, quedando preferiblemente la parte del soporte del lado dominante del Adulto Mayor. Procure dejar al menos 25cm de espacio desde el cabecero de la cama y asegúre que sea estable antes de usarlo.



Precaución

Peso máximo de 150kg.

No usar si el colchón tiene un espesor menor a 10 cm.

Si nota una anomalía (no estética), absténgase de usar el producto y contacta con Kuidales para su cambio

Guía Completa

(traducción del Manual original del fabricante)

Advertencia

Peso máximo del usuario: Límite de peso de 150 kg. No excedas el límite de peso indicado, ya que podría poner al usuario en riesgo.

Examina completamente antes de usar: Por favor, revisa cuidadosamente si hay daños o fallas y lee el manual detenidamente antes de usar una barandilla para cama. Si sospechas algún problema o daño, no la uses y comunícate de inmediato con **KUIDALES**.


No la uses sin colchón o con un colchón de menos de 10 cm de grosor.

Limpieza regular: Límpiála regularmente con un paño suave y no uses productos de limpieza abrasivos.

Instrucciones de ensamblaje

Paso 1: Verifica todas las piezas

1. Tubos de soporte de barandilla (2 piezas)
2. Tubo de barandilla (1 pieza)
3. Tubo de base (1 pieza)
4. Bolsa (1 pieza)
5. Tubo conectado a la base (2 piezas)



Paso 2: Ensambla todas las partes según se muestra en la imagen a continuación. Presta atención al círculo, el agujero en el tubo conectado a la base y el botón en el tubo de soporte; deben estar orientados hacia el interior.

Paso 3: Ajusta la altura según tus necesidades y el ancho del colchón

Paso 4: Levanta el colchón, coloca la base del riel de la cama debajo del colchón con al menos 25 cm de espacio desde el cabecero, y luego baja el colchón. Asegúrate de que el riel de la cama esté estable y seguro antes de usarlo.

